

ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 18.02.2026.

Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 38132-38137 до 2026-11-14

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	38132	2026-11-14	0,00 нг/мл
Уровень 1	38133	2026-11-14	0,791 нг/мл
Уровень 2	38134	2026-11-14	3,15 нг/мл
Уровень 3	38135	2026-11-14	8,00 нг/мл
Уровень 4	38136	2026-11-14	17,7 нг/мл
Уровень 5	38137	2026-11-14	50,5 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 38502 до 2026-11-28

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	38502	2026-11-28	0,866 нг/мл	0,650 – 1,08 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 38503 до 2026-11-28

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	38503	2026-11-28	8,03 нг/мл	6,42 – 9,64 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C